

|         |                    |      |       |
|---------|--------------------|------|-------|
| Mission | 被介護者端末 (Helperoid) | Task | 声掛け機能 |
|---------|--------------------|------|-------|

■ 端末が被介護者を監視、管理するのではなく、「声掛け」で確認する

- ボタンの基本は2つ (2値)
- 動作確認用のボタンは大きく
- 表示ボタンの文字は生活時間帯で自動的に切り替える (被介護者に生活リズムを伝える)
- ボタンを押したときは、音声の会話文で応答する

